

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

NUEVO!



TWIST
Y ESTARÁS
CUBIERTO



MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



LESIONES POR PINCHAZOS DE AGUJAS: UN RIESGO SIGNIFICATIVO

Entre los 35 millones de trabajadores de la salud, la Organización Mundial de la Salud estimó que 3 millones sufrirían de exposiciones percutáneas a patógenos transmitidos por la sangre cada año*.



SALUD

Entre los trabajadores de la salud, cerca del 40% de las infecciones por VHB y VHC y el 2,5% de las infecciones de VIH se deben a la exposición a objetos punzantes en el trabajo*.



COSTES

Los costos para una organización de salud cuando se produce una lesión por pinchazo de aguja son alrededor de \$747 (oscilan entre \$199 y \$1,691)**.



LEGISLACIÓN

Muchos organismos de salud han promulgado leyes para prevenir las lesiones por pinchazos de agujas que requieren la aplicación de procedimientos de seguridad, el uso de dispositivos de seguridad y la prohibición de volver a tapar las agujas.

* WHO, The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life, 2002

** Mannocci A, De Carli G, Di Bari V, et al. How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among Healthcare Personnel. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(6):635-646. doi:10.1017/ice.2016.48

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

SEGURO Y FÁCIL


- > **Le protege** a usted y a su personal de las lesiones por pinchazos de agujas
- > **Cumple** con las últimas regulaciones
- > **Dispositivo** intuitivo
- > Disponible con un **mango esterilizable**

Aspiración pasiva o activa:
seguridad para el paciente

Barril transparente:
la aspiración es claramente visible

Vaina protectora deslizante:
protección contra las lesiones por pinchazos de agujas


Dos posiciones diferentes:
primera posición de mantenimiento (reversible)
posición de cierre final (irreversible)



UNA EFICACIA PROBADA DESDE HACE MUCHO

Un estudio demostró que cuando se introdujo en una escuela de odontología, Ultra Safety Plus fue un factor clave de éxito para evitar las lesiones por pinchazos de agujas.

FRECUENCIA DE LAS LESIONES POR PINCHAZOS DE AGUJAS



Con Ultra Safety Plus, las lesiones por pinchazos de agujas disminuyeron de un promedio de 11,8 a **0 lesiones** por cada 1.000.000 de horas trabajadas⁽¹⁾

(1) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.

UN NUEVO DISEÑO
INTUITIVO PATENTADO

Sólo se necesitan dos pasos sencillos para un montaje seguro.

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



1.

Introducir las clavijas del mango en las muescas del cañón



2.

Girar la empuñadura para bloquearlo



Encuentra los detalles relevantes en el manual de instrucciones

ULTRA SAFETY PLUS






TWIST



1 CAJA DE 100 AGUJAS ESTÉRILES
+ 1 MANGO ESTERILIZABLE



1 MANGO ESTERILIZABLE

LONGITUD	CALIBRE	CÓDIGO DE COLOR
X CORTO - 10 MM	30 G	
CORTO - 25 MM	30 G	
CORTO - 25 MM	27 G	
LARGO - 35 MM	27 G	
LARGO - 35 MM	25 G	

Por favor visite nuestra página web para más información:

www.septodont.es

info_spain@septodont.com

