

Tu NUEVO hilo de retracción de Septodont



100% algodón
cordón de punto para
mejor resiliencia

Septofil N

Hilo de retracción
de tejido no impregnado



Septofil N hilo de retracción gingival de tejido no impregnado

Destinado al desplazamiento gingival temporal.

Características	Ventajas	Beneficios
100% algodón	Material natural	Hace que el control de la humedad sea efectivo al tiempo que minimiza la irritación gingival.
Hilo de retracción tejido	Estructura especial	Mejor absorción y expansión
Sin agente blanqueador fluorescente	Algodón procesado naturalmente	Sin riesgos de efectos secundarios

Recomendación de uso

Tamaño	Técnica de un solo hilo	Técnica de doble Hilo
0 ⁴	incisivo anterior inferior con delgado e inadecuado encía adherida	como hilo inferior, especialmente en encías delgadas e inadecuadamente adheridas de incisivos anteriores inferiores
0 ³	dientes anteriores con encía adherida delgada	como hilo inferior para tejidos gingivales delgados
0 ²	dientes anteriores	como hilo inferior para tejidos gingivales gruesos, como cordón superior para tejidos gingivales
0	dientes premolares	como hilo superior para tejidos gingivales delgados
1	muelas	como hilo superior para tejidos gingivales gruesos
2	dientes molares y especialmente área del opérculo en el diente posterior	como hilo superior para muy grueso tejidos gingivales



Información del producto

- 6 productos, 254 cm



Distribuidor:

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Por favor visite nuestro sitio web para más información: www.septodont.es

